

# 検査別検体取扱一覧

## 〈犬用〉

冷：冷蔵 凍：冷凍 常：常温

検査の分類	検査項目	検体種／ 検体量 (mL)	検体送付容器	保存温度	輸送温度
アレルギー検査	アレルギー特異的 IgE 検査	血清 / 0.3	血清チューブ 	冷 凍	常 冷
	Der f 2 特異的 IgE 検査	血清 / 0.3	血清チューブ 	冷 凍	常 冷
	アレルギー強度検査	EDTA 加全血 / 1.0	EDTA 採血管 	冷	冷
	リンパ球反応検査 (主要食物アレルギーパネル)	EDTA 加全血 / 2.0	EDTA 採血管 	冷	冷
	リンパ球反応検査 (除去食アレルギーパネル)	EDTA 加全血 / 2.0	EDTA 採血管 	冷	冷
リンパ球サブセット検査	T細胞 / B細胞検査	項目数にかかわらず EDTA 加全血 / 1.0	EDTA 採血管 	冷	冷
	ヘルパーT細胞 / キラーT細胞検査		EDTA 採血管 	冷	冷
	NK細胞検査		EDTA 採血管 	冷	冷

## 〈猫用〉

検査の分類	検査項目	検体種／ 検体量 (mL)	検体送付容器	保存温度	輸送温度
アレルギー検査	アレルギー特異的 IgE 検査	血清 / 0.3	血清チューブ 	冷 凍	常 冷
リンパ球サブセット検査	T細胞 / B細胞検査	項目数にかかわらず EDTA 加全血 / 1.0	EDTA 採血管 	冷	冷
	ヘルパーT細胞 / キラーT細胞検査		EDTA 採血管 	冷	冷

※血清チューブ、EDTA採血管をご希望の場合には、当社にご連絡いただくか、検査依頼書内「検体送付用キット請求欄」よりお申込みください。